

**УТВЕРЖДЕНА**  
**приказом Председателя Комитета**  
**контроля медицинской и**  
**фармацевтической деятельности**  
**Министерства здравоохранения и**  
**социального развития**  
**Республики Казахстан**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.  
№ \_\_\_\_\_

**Инструкция**  
**по медицинскому применению изделия медицинского**  
**назначения для потребителя**

**Название изделия медицинского назначения**

Гипс elite rock стоматологический сверхтвердый четвертого типа, варианты исполнений

**Описание изделия:**

Состав: полугидрат сульфата кальция, модификаторы, красители. Материал устойчив к крошению, устойчив к стиранию, обладает хорошей текучестью при вибрации и минимальным расширением.

Технические данные:

Цветовой оттенок: песочно – коричневый.

Пропорция вода/порошок- 20 мл / 100 г

Время смешивания (вручную) - 60"

Время смешивания (в вакууме) - 30"

Время обработки - 12'

Время схватывания (Vicat) - 14'

Расширение через 2 часа - 0.08 %

Прочность на сжатие через 1 час - 52 МПа (530 кг/см<sup>2</sup>)

**Наименование организации-производителя**

Zhermack S.p.A (Италия)

**Область применения:** Ортопедическая стоматология

**Назначение:** Предназначен для изготовления моделей полных и частичных несъемных протезов и моделей имплантируемых протезов.

**Способ применения:**

- Отмерить 200 г гипса и соответствующее количество воды, как указано в спецификации (см. ниже);

- Добавить порошок в воду и перемешать в течение 60 секунд;

- По окончанию перемешивания ввести необходимое количество гипса для заполнения формы и его выравнивания.

<b>Технические данные</b>	
Соотношение вода/порошок	20 мл/100 г

Время смешивания (вручную)	60 секунд
Время смешивания (в вакууме)	30 секунд
Время обработки	12 минут
Время схватывания	14 минут
Расширение через 2 часа	0,08%
Сопротивление сжатию (1ч)	52 МПа (530 кг/см <sup>2</sup> )
Данные действительны при соотношении 20 мл воды/100г порошка	

**Комплектность:**

1. Гипс elite rock стоматологический сверхтвердый четвертого типа в пакете 3 кг;
2. Гипс elite dental stones (elite rock) стоматологический сверхтвердый четвертого типа в пакете 1 кг.

**Условия хранения:** Хранить при температуре +5°C +27°C, в сухом, защищённом от прямого солнечного света месте, в заводской упаковке.

**Срок годности:** 3 года

«Не применять после истечения срока годности»

**Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения:**

Директива Совета Европы по медицинским приборам от 14 июня 1993 года 93/42/ЕЭС

**Противопоказания:**

- Не используйте если у пациента аллергия на продукт или его компоненты.

**Меры предосторожности:**

- Продукт предназначен только для профессионального использования.

**Организация-производитель:**

Zhermack S.p.A

Юридический адрес: Via Bovazecchino 100, 45021 Badia Polesine (Rovigo) Italy (Италия)

**Организация, принимающая претензии на территории Казахстана:**

ТОО "Гелий"

Юридический адрес: 050012 г. Алматы, ул. Джамбула/Амангельды, 97/57 кв.11

Тел.: 8 (727) 261-05-26