

## **Инструкция** **по медицинскому применению медицинского изделия**

### **Наименование медицинского изделия:**

Масса оттискная альгинатная Elastic Cromo.

### **Состав и описание:**

Elastic Cromo представляет собой порошок от белого до розовато-белого оттенка с запахом вишни.

Время затвердевания при температуре +23°C составляет 2,30 – 2,45 мин. Остаточная деформация – макс. 3,50%. Упругая деформация – мин. 11,0%. Прочность на сжатие – мин. 0,8 мПа. Восстановление после деформации – мин. 95,0%.

### **Область применения:**

Зуботехническая лаборатория

### **Назначение:**

Оттиски для частичных и полных съемных протезов, предварительные оттиски для полных съемных протезов посредством припасованных оттискных ложек, ортодонтические оттиски, оттиски рабочих моделей, оттиски для временных коронок и мостов.

### **Способ применения:**

Массовое соотношение воды и порошка альгинатной оттискной массы при замешивании составляет 2:2. Порошок перед использованием тщательно встряхивают. В чашку для замешивания наливают воду, затем приложенной мерной ложкой набирают порошок из пластмассовой банки или пакетика и выкладывают в чашку, тщательно перемешивают пластмассовым шпателем путем растирания вдоль стен чашки. Время замешивания составляет 30 сек. Время обработки – 1 мин. 50 сек. при температуре +23°C (включая время замешивания). Время затвердевания – 2 мин. 30 сек. при температуре +23°C (включая время замешивания). Затем оттиск промывают в проточной воде и дезинфицируют, например, в дезинфицирующем растворе Йодизол, разбавленном в соотношении 1:10 (в течение 30 секунд).

### **Модификации:**

1. Elastic Cromo порошок 20x450 г., 1x450 г. в пакетах.
2. Elastic Cromo порошок 500 г. в пластмассовой емкости.

### **Срок годности:**

2 года.

**Не применять после истечения срока годности!**

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении при температуре от +5°C до +25°C.

**Организация-производитель:**

SpofaDental a.s.

Юридический адрес: Markova 238, 506 01 Jicin, Czech Republic.

Телефон: +420 493 583 111

**Уполномоченный представитель производителя на территории Республики Казахстан:**

ТОО «Луч»

Юридический адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, 50

Телефон/факс: +7 (727) 274-01-57, +7 (727) 279-69-63

**Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено медицинское изделие:**

ISO 21563:2013 «Стоматология. Гидроколлоидные материалы для оттисков».

**Символы и обозначения маркировки:**

	Знак соответствия Европейским стандартам
	Знак соответствия Российским стандартам
	Обратитесь к инструкции по применению
	Температурный диапазон хранения
	Код партии
	Производитель
	Срок годности
	Номер по каталогу
	Продукт является медицинским изделием
	Украинский знак стандартизации («трилистник»)
	Знак для вторичной переработки «Смесь полиэтиленфталат/полиэтилен»