

Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия

Название медицинского изделия:

Стоматологический альгинатный слепочный материал IQ, варианты исполнений

Состав и описание медицинского изделия:

IQ chrom/IQ green -стоматологический альгинат класса А, тип 1.

IQ chrom стоматологический альгинат с хроматическими индикаторами фаз фиолетовый/лиловый/зеленый. IQ chrom/IQ green не нуждаются в какой-либо специальной обработке перед использованием.

Аромат: мята.

Время смешивания: 60"

Время обработки: 1'50"

Пребывание в ротовой полости: 3'35"

Цвет после схватывания: зеленый.

Комплектность к медицинскому изделию:

1. Стоматологический альгинатный слепочный материал IQ chrom в пакете 450 г;
2. Стоматологический альгинатный слепочный материал IQ green в пакете 450 г.

Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено медицинское изделие:

ISO 21563:2013. Стоматология. Гидроколлоидные материалы для оттисков.

Область применения и назначение медицинского изделия:

Ортопедическая стоматология. Предназначен для снятия слепков

Способ применения:

- Тщательно смешайте воду и порошок друг с другом до получения гомогенной массы;
- При работе с материалом IQ chrom соблюдайте следующие цветовые фазы: фиолетовый цвет показывает время, имеющееся в распоряжении для замешивания материала шпателем. Лилловый цвет показывает время, имеющееся в распоряжении для заполнения слепочной ложки. Зеленый цвет показывает момент для внесения ложки в полость рта;
- Заполнить материалом слепочную ложку и внести в полость рта для снятия слепка;
- Очистить и сполоснуть оттиск, встряхнуть его и отлить модель.

Противопоказания:

- Не использовать если у пациента аллергия на продукт или его компоненты.

Меры предосторожности:

- Продукт предназначен только для профессионального использования.

Условия хранения медицинского изделия:

Хранить при температуре до +25°C (77°F), в сухом, защищённом от прямого солнечного света месте, в заводской упаковке.

Срок хранения медицинского изделия:

5 лет. «Не применять после истечения срока годности»

Наименование, адрес (юридический) и контактные данные организации-производителя:

LASCOD S.p.A.

Юридический адрес: Via Longo, 18 - 50019 Sesto Fiorentino - Florence - Italy (Италия).

Tel. +39 055 4215768

Электронный адрес: lascod.italy@lascod.it

Наименование, адрес и контактные данные уполномоченного представителя на территории Республики Казахстан: организации, принимающей претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия:






ТОО «Гелий»

Юридический адрес: РК, 050012 г. Алматы, ул. Жамбыла, 97/57 кв.11.

Телефон /факс: +7 (727) 2258770

Электронный адрес: heliy_kz@mail.ru

**Последний пересмотр инструкции по медицинскому применению
XX.XX.XXXXг.****Расшифровка символов и обозначений, указанных на маркировке**

<i>Условные обозначения</i>	<i>Описание</i>
	Изготовитель
	Номер партии
	Срок годности
	Температурный диапазон
	Выбросить в урну после использования