

**УТВЕРЖДЕНА**  
**приказом Председателя Комитета**  
**контроля медицинской и**  
**фармацевтической деятельности**  
**Министерства здравоохранения**  
**и социального развития**  
**Республики Казахстан**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 года  
№ \_\_\_\_\_

## **Инструкция**

**по медицинскому применению изделия медицинского назначения**  
**название изделия медицинского назначения:** Материал для слепков  
ITALGIN хроматический альгинат 450г с принадлежностями

**состав и описание изделия:** Изделие представляет собой порошок (хроматический альгинат) без свинца и кадмия. Используется для первичных или предварительных слепков высокой точности. Материал состоит из альгината натрия, кальций сульфата и замедлителей. Это коллоидный материал, который формируется в гель при смешивании порошка с неионизированной водой. Это наиболее универсально утилизируемый слепочный материал в стоматологии. Материал не токсичен, не раздражает полость рта и имеет свежий аромат мяты. Технические характеристики: рабочее время - 60 секунд; общее время установки – 3,20 минут; эластичное восстановление 95.5% (ISO 1563). Изделие относится к 1 классу безопасности.

**наименование и товарный знак организации - производителя:**

BMS DENTAL S.r.l., Италия.

**область применения:** стоматология.

**способ применения:** Материал ITALGIN не требует обработки перед использованием. Для средних слепков возьмите 1 полную ложку порошка (9 г) и смешайте с 1 полной меркой воды (17,5 мл). Для полных слепков: 2 полных ложки порошка (18 г) - с 2 полными мерками воды (35 мл). Энергично смешивайте компоненты до получения однородной текстуры и цвета (например, фиолетовый – 60 секунд). Смесь станет розовой (60''), затем уложить ее в лоток. Смесь станет белой, продолжите установку слепка (минимальное время во рту 60''). Затем тщательно сполосните слепок, чтобы убрать слюну и частицы, и потрясти. Немедленно заливайте гипс в слепок.

**комплектность:** Принадлежности: 1.пластиковый шпатель (фуксия, красный, белый и желтый); 2.чашка для гипса (красная, желтая и синяя).

**условия хранения:** Хранить в сухом, прохладном помещении при температуре от +5 до +25 градусов С, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. **Избегать попадания прямых солнечных лучей!** Не использовать изделия после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Для использования только в стоматологии!

**Срок годности – 3 года.**

**Меры предосторожности:** Держать вдали от открытого пламени.

**код партии со словом:** Штрих код 8 XXXXXXXXXXXXX.

**наименование, юридический адрес организации-производителя:**

BMS DENTAL S.r.l., ул. М.Буонарроти, 21\23\25-56033 Капанноли (Пиза)

Италия. Тел.+0039-0587-606089, факс +0039-0587-606875;

Е-mail: [info@bmsdental.it](mailto:info@bmsdental.it)

*Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции*

**ТОО Stomat.Co, Республика Казахстан, 130000, Мангистауская обл., город Актау, 8 мкр-он дом 22 кв.77.**

**Тел.\Факс 8\7292\ 603431, Е-mail: [stomat.co@yandex.kz](mailto:stomat.co@yandex.kz) .**

указывается наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено ИМН: EN 21563/ ISO 1563.

**Директор ТОО «Stomat.Co»**

**Ю.А.Патов**