

УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета Фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «__» _____ 20 г.
№ ____

Инструкция по медицинскому применению изделия медицинского назначения

Название изделия медицинского назначения

Термоиндикаторы ТИП-120, ТИП-132, ТИД-180 для контроля режима работы стерилизаторов, в упаковках по 500 шт.

Состав и описание изделия

Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различия по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки.

Наименование и (или) товарный знак организации-производителя ТОО "ГИППОКРАТ" (Казахстан)

Область применения

Область применения: ЛПУ.

Назначение: для контроля режимов работы паровых и воздушных стерилизаторов.

Способ применения (при необходимости особые указания по применению)

- Закладывайте термоиндикаторы во внутрь и снаружи стерилизационных упаковок, которые помещаются в сухожаровые и паровые стерилизаторы (автоклав). Температура индикации в среде чистого насыщенного пара 120 – 132°C при экспозиции 20 или 45 минут в зависимости от вида стерилизуемого материала;
- При достижении указанных параметров таблетка термочувствительного вещества расплавляется и теряет свою исходную геометрическую форму, что свидетельствует о срабатывании термоиндикатора. Изменение геометрической формы и расплыва термочувствительного вещества в капсуле сравнивается с эталоном;
- Температура индикации воздушной стерилизации 180°C при экспозиции 60 минут. Критерием срабатывания термоиндикаторов является расплывание таблетки и изменение цвета с голубого на коричневый, согласно эталону.

Условия хранения

Хранить при температуре от +5 до +35 °С, в сухом, защищённом от прямого солнечного света месте, в заводской упаковке.

Срок годности

24 месяца

Не применять после истечения срока годности!

Код партии с помещаемым перед ним словом «ПАРТИЯ» или серийным номером

Партия

Изделие медицинского назначения предназначено для одноразового использования

Термоиндикаторы не подлежат повторному использованию.

Организация-производитель

ТОО "ГИППОКРАТ" (Казахстан)

Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Азовская 31

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству изделия медицинского назначения

ТОО "ГИППОКРАТ" (Казахстан)

Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Азовская 31

Телефон, факс, E-mail: 233-63-33, 279-86-67

Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения.

Стандарт организации ТОО "ГИППОКРАТ"

СТ 970740002389 – ТОО – 12 - 2018

Меры предосторожности:

Не допускайте механических повреждений и попадания влаги на Термоиндикаторы.